

	<i>Aparato de agua destilada PURITE</i>	Pag. 1 de

FUNCIONAMIENTO: Purificación de agua Grado I y Grado II mediante resinas de intercambio iónico. La obtención de los dos tipos de agua Grado II tiene lugar a través de grifos independientes situados en el depósito y en el cuerpo del aparato

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: Reemplazamiento mensual del filtro de carbón activado.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Reemplazamiento de las resinas de intercambio iónico una vez cada seis meses.

MODO DE ACTUACIÓN ANTE UN ACCIDENTE COMÚN: Desconectar el equipo de la red eléctrica y cerrar la llave de paso del agua.