



- **¿Cómo se realiza la recogida de la muestra?**

Para asegurar la correcta interpretación de los resultados es importante que las muestras sean extraídas siempre en el “**valle**”, es decir, como máximo 24 horas antes de la administración del fármaco.

Para fármacos Intravenosos: justo antes de la infusión del fármaco.

Para fármacos subcutáneos: extraer el suero siempre ANTES (máximo 24h) de la aplicación del fármaco.

- **Tipo de muestra**

- ✓ Muestra:

Suero: Es suficiente con 1ml. Extraer aprox. 3ml de sangre en tubo seco (tapón blanco o rojo).

- ✓ Una vez que se extrae la sangre se debe centrifugar (2500rpm x 5 min) para obtener el suero y se debe conservar en nevera (4°C), por un tiempo máximo de una semana. Se pueden hacer el envío simultáneo de más de una muestra.

- ✓ Introducir la/s muestra/s junto con los documentos rellenos, en un sobre reforzado y llamar a la compañía encargada del transporte.